

QuickTalker FT 7, 12, 23

Szybki start

AbleNet[®]

Skrócona instrukcja obsługi

QuickTaLker FT 7 QuickTaLker FT 12 QuickTaLker FT 23

www.ablenetinc.com

Zaktualizowano 19 marca 2020 r.

<https://www.ablenetinc.com/quicktalker-ft-7/>





Spis treści

Kluczowe cechy	3
Krok 1 — Wkładanie baterii i włączanie QuickTalker	3
Krok 2 - Wybieranie poziomu	3
Krok 3 - Nagrywanie wiadomości	4
a) Wejście do trybu nagrywania	4
b) Nagrywanie wiadomości	4
c) Wyjście z trybu nagrywania	5
Odtwarzanie wiadomości	5
Regulacja głośności	5
Wiadomość i funkcja świecenia	6
Kasowanie wiadomości	6
Kasowanie na bieżącym poziomie	6
Kasowanie ogólne	6
Funkcje zaawansowane	7
Podstawowe wiadomości	7
Blokowanie przycisków Nagraj (RECORD) i Poziom (LEVEL)	7
Czyszczenie i pielęgnacja	8
Gwarancja	8
Informacje dodatkowe	8

Kluczowe cechy

- Wybór poziomu
- Wskaźnik nagrywania
- Głośnik
- Wskaźniki poziomu
- Przyciski regulacji głośności
- Lokalizacje podstawowych wiadomości
- Nakładka symboli plus przechowywanie
- Lokalizacje wiadomości indywidualnych
- Przycisk nagrywania
- Zasilanie włącz / wyłącz
- Komora baterii
- Uchwyt.

Krok 1 — Wkładanie baterii i włączanie QuickTalker

Urządzenie należy odwrócić tylną stroną do góry. Włożyć 4 baterie typu AA do komory baterii. Użyć przycisku włącz/wyłącz, by włączyć QuickTalker.



Krok 2 - Wybieranie poziomu

Należy wybrać poziom, od jednego do pięciu, wciskając biały przycisk z przodu urządzenia.



Krok 3 - Nagrywanie wiadomości

a) Wejście do trybu nagrywania

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk RECORD (Nagraj), z tyłu urządzenia, aż zaświeci się czerwona lampka, po czym zwolnić przycisk.



b) Nagrywanie wiadomości

Należy wcisnąć i zwolnić żądaną lokalizację do nagrania wiadomości i zacząć mówić po sygnale dźwiękowym. Wcisnąć i zwolnić żądaną lokalizację wiadomości po raz drugi, by zatrzymać nagrywanie. Powtórzyć proces nagrywania dla innych lokalizacji. Wskazówka: Należy mówić, zachowując odległość od 15 do 20 cm od mikrofonu, by uzyskać głośny, czysty dźwięk.



c) Wyjście z trybu nagrywania

Należy wcisnąć i zwolnić przycisk RECORD (Nagraj). Lampka zgaśnie. Uwaga: Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu nagrywania po 20 sekundach braku aktywności.

Odtwarzanie wiadomości

Należy wcisnąć żadaną lokalizację, by odtworzyć wiadomość. Uwaga: Wciśnięcie innej lokalizacji zatrzyma odtwarzanie bieżącej wiadomości.



Regulacja głośności

Należy wciskać szare, półokrągłe przyciski – górny ze strzałką zwiększa głośność, dolny z minusem zmniejsza ją.



Wiadomość i funkcja świecenia

Po wciśnięciu lokalizacji lampka nagrywania będzie migać na żółto, jeśli lokalizacja jest pusta.

Kasowanie wiadomości



Kasowanie na bieżącym poziomie

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk RECORD (Nagraj), przez 10 sekund, a wszystkie wiadomości na bieżącym poziomie zostaną skasowane. Podstawowe wiadomości nie zostaną usunięte.

Kasowanie ogólne

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk RECORD (Nagraj), przez 30 sekund, a WSZYSTKIE wiadomości z QuickTalker zostaną usunięte.

Funkcje zaawansowane



Podstawowe wiadomości.

Trzy podstawowe wiadomości są takie same na wszystkich poziomach. Odtwarzane będą ostatnio nagrane wiadomości.

Blokowanie przycisków Nagraj (RECORD) i Poziom (LEVEL)

W celu zablokowania czerwonych przycisków RECORD i LEVEL, należy wcisnąć je jednocześnie i przytrzymać przez 5 sekund. Wszystkie kontrolki zamigają dwukrotnie. By odblokować te przyciski, należy ponownie je wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund.



Czyszczenie i pielęgnacja

W celu wyczyszczenia urządzenia wystarczy je przetrzeć lekko wilgotną ściereczką.

Gwarancja

Produkty wytwarzane przez AbleNet objęte są dwuletnią, ograniczoną gwarancją. Obejmuje ona wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch lat od daty zakupu. Pełna treść gwarancji dostępna jest na stronie www.ablenetinc.com.

Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące gwarancji i zwrotu można znaleźć na stronie internetowej AbleNet. Więcej informacji o produktach i usługach AbleNet można uzyskać kontaktując się z AbleNet, Inc.,: 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113 800-322-0956 www.ablenetinc.com